

의료기기/일회용/재사용 금지

건강보험 급여품목

C&S SPLINT

PRE-MOLD SPLINT for Orthopedic Treatment



동해메디칼(주)

DONGHAE MEDICAL CO.,LTD.

C&S SPLINT - ARM

LONG ARM



SLA 110	특대형
SLA 105	대형
SLA 100	중형
SLA 98	소형플러스
SLA 95	소형
SLA 90	특소형

K8-103-108


LONG ARM SUGAR TONG



SLA S110	특대형
SLA S105	대형
SLA S100	중형
SLA S95	소형

K8-103-108


SHORT ARM type 1



SSA 1110	특대형
SSA 1105	대형
SSA 1100	중형
SSA 1095	소형
SSA 1090	특소형

K8-103-110

SHORT ARM type 2 (right/left)



SSA 2110	특대형
SSA 2105	대형
SSA 2100	중형
SSA 2098	소형플러스
SSA 2095	소형
SSA 2090	특소형

K8-103-110

SHORT ARM type 3



SSA 3110	특대형
SSA 3105	대형
SSA 3100	중형
SSA 3095	소형
SSA 3090	특소형

K8-103-110

SHORT ARM type 4



SSA 4110	특대형
SSA 4105	대형
SSA 4100	중형
SSA 4095	소형
SSA 4090	특소형

K8-103-110

C&S SPLINT - LEG

LONG LEG



SLL 300	특대형
SLL 290	대형
SLL 280	중형플러스
SLL 270	중형
SLL 260	소형플러스
SLL 250	소형
SLL 240	특소형

K8-103-109

LONG LEG CYLINDER



SLL C110	특대형
SLL C105	대형
SLL C100	중형
SLL C98	소형플러스
SLL C95	소형
SLL C90	특소형

K8-103-109

SHORT LEG



SSL 300	특대형
SSL 290	대형
SSL 280	중형플러스
SSL 270	중형
SSL 260	소형플러스
SSL 250	소형
SSL 240	특소형

K8-103-111

SHORT LEG M 무지외반증



SSL M110	특대형
SSL M105	대형
SSL M100	중형
SSL M95	소형
SSL M90	특소형

K8-103-111

C&S SPLINT 특성

- 인체의 형상에 따라 사전 성형제작되어 시술시 꺾고, 비틀고, 당길 필요가 없어 사용하기 편리하다.
- 시술시간이 절약되며, 치료효과를 높일 수 있다.
- 가볍고 강도가 우수하며, X-ray 투시가 우수하다.
- 벨크로화스너를 부착하여 탄력붕대를 감을 필요가 없다.



편리성



시술시간
절약



우수한
강도



X-ray
투시우수

C&S SPLINT 사용법



1. C&S Splint를 개봉합니다.



2. 양쪽 끝을 벌려 물을 뿌립니다.



3. 벨크로를 고리에 걸어서 채웁니다.
(체형에 맞게 성형 가능)



4. 벨크로를 채워 고정시킵니다.



5. 발커버를 뒤집어 씹습니다.



6. 완성된 Splint입니다.